

Skapa många boxar samtidigt i WinPig

I WinPig kan du lägga upp dina lokaler och skapa en struktur av dessa som talar om hur de är relaterade till varandra. Nedan beskrivs hur du enkelt kan skapa boxar som är kopplade till ett stall eller en avdelning. Om du lägger in behandlingar i appen rekommenderar vi att det registreras på boxnivå. Då kan du kan få info om vilken box djur under pågående behandling befinner sig i.

Skapa många boxar samtidigt

1. Gå till Generellt \rightarrow Lokaler för att se dina lokaler, samt för att skapa nya.

2. För att skapa många boxar samtidigt kan du gå till ikonen "Skapa flera lokaler" (huset med ett +), se Bild 1.

3. Välj kodintervall utifrån de boxar som ska skapas, t ex 1–28. Låt bocken i "Fyll m nollor till vänster" vara ikryssad. Man kan välja att använda kodprexix/kodsufflix före eller efter kodintervallet för att få med vilken avdelning boxarna tillhör, se Bild 2. I exemplet använder vi prefixet "TV1-" för att skapa boxarna TV1-01 till TV1-28. Välj box som typ och antal platser i varje box. Tryck "skapa" och svara ja på frågan om du vill skapa lokaler. Alla boxarna dyker upp under dina lokaler.

4. Fyll i namn och djurkategori om du vill, koppla boxarna till aktuell avdelning, se Bild 3.

Nedan visas hur det ser ut i appen när du skapat boxarna. Nu kan du registrera medicin på boxnivå.

Bild 4. Lokaler i appen

Sök		C] 🗸 🌣
۹ :	ΓV	×
TV1	Tillväxt avd. 1 Avdelning	>
TV1:01	1 Box	>
TV1:02	2 Box	>
TV1:03	3 Box	>
TV1:04	4 Box	>
TV1:05	5 Box	>
TV1:06	6 Box	>
TV1:07	7 Box	>
TV2	Tillväxt avd. 2 Avdelning	>

Bild 1. Lokaler Lokaler: PigVision Compared to a state of the state								
					Djurkategori		Del av	
	Kod	Namn	Тур	Antal platser	Kod	Namn	Kod	Namn
	TV	Tillväxt	Stall	370	350	Tillväxt		
	TV1	Tillväxt avd.1	Avdelning	150	350	Tillväxt	τv	Tillväxt
	TV2	Tillväxt avd. 2	Avdelning	150	350	Tillväxt	TV	Tillväxt

Bild 2. Skapa flera lokaler

Skapa flera lokaler		×
Kodintervall	1 🛔 -	28
Fyll m nollor t vänster		
Kod prefix	TV1-	
Kod suffix		
Тур	Box	~
Antal platser	10 🜲	
Foderdator	Ingen	\sim
Foderdatoms lokal		0
Del av		Q
	Avbryt	Skapa

Bild 3. Lokaler inklusive boxar

	Lokalet. Pigvision								
Or X ■ General PigVision PigVision Poste 110% Poste						ter 10	7		
Ut	Utskrift Code1 per page 🔹 🖨								
					Djurkategori		Del av		
	Kod	Namn	Тур	Antal platser	Kod	Namn	Kod	Namn	
	TV	Tillväxt	Stall	370	350	Tillväxt			
	TV1	Tillväxt avd. 1	Avdelning	150	350	Tillväxt	TV	Tillväxt	
	TV2	Tillväxt avd. 2	Avdelning	150	350	Tillväxt	TV	Tillväxt	
	TV1-1	1	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-2	2	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-3	3	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-4	4	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-5	5	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-6	6	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	
	TV1-7	7	Box	10	350	Tillväxt	TV1	Tillväxt avd.1	

WinPig Support, Gård & Djurhälsan, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala, 018-12 66 40 winpig@gardochdjurhalsan.se www.winpig.se